

TABLEAU DE SUIVI DES FRAISES - Densah®



	Pilot	VT1525	VT1828	VS2228	VT2535	VT2838	VS3238	VT3545	VT3848	VS4248	VT4555	VT4858	VS5258
1	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
2	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
3	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
4	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
6	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
7	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
8	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
9	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
10	Red	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
11	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
12	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
13	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
14	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
15	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
16	Grey	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
17	Grey	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
18	Grey	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
19	Grey	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
20	Grey	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

Dispositif médical de Classe IIa fabriqué par Versah LLC.
 C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE.
 Usage professionnel dentaire.
 Lire attentivement la notice. Produit non remboursable au titre de la LPPR.

www.versah.fr

DA012 REV01

ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DES FRAISES DENSAH®

Les forets et fraises chirurgicaux doivent être remplacés après **12-20 ostéotomies*** ou plus tôt si elles sont émoussées ou usées.

La coupe et la densification doivent être effectuées sous irrigation constante à l'eau.

Un mouvement de pompage est nécessaire pour éviter une surchauffe.

Il est recommandé de garder un jeu de fraises Densah® à portée de main au cas où un remplacement serait nécessaire pendant une intervention chirurgicale.



*Chacon GE, Bower DL, Larson PR, et al. Heat production by three implant drill systems after repeated drilling and sterilization. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64(2):265-269.



www.versah.fr

Distributeur exclusif



Tél. : 01 41 98 34 04 - www.pred.fr